

NASAL OR SINUS DRESSINGS

INDICATIONS

- Post operative packings
- Epistaxis

PRECAUTIONS:

In rare instances, the physiochemical conditions associated with nasal and sinus surgery, both with and without nasal and sinus packings, may present a risk of toxic shock syndrome (TSS). Warning signs of TSS include sudden fever (usually 102° or more), vomiting, diarrhea, dizziness, fainting (or near fainting when standing up), and/or a rash that looks like a sunburn. Integra Miltex nasal and sinus packings exhibit no antimicrobial properties, they are not bacteriostatic towards pre-existing infections, nor do they prevent the occurrence of new infections. In the case of pre-existing infections, it is recommended that appropriate treatment be instituted.

- Always moisten before removal
- Do not leave packing in for more than four days
- This product must be disposed of per standard protocol for biohazardous materials due to potential exposure to blood borne pathogens

BEFORE INSERTION

- Trim dressing and/or airway tube if required
- Apply antibiotic ointment over the surface

TO INSERT

- Grasp packing with forceps or fingers
- Gently advance posteriorly along the nasal floor until the entire packing is within the nose

AFTER INSERTION

- Have the patient tilt head back and irrigate end of packing with 5-10cc of saline or antibiotic solution contained in a syringe to fully expand packing
- For epistaxis - saline solution may not be required

BEFORE REMOVAL

- All nasal and sinus dressings MUST be irrigated with either saline or water (minimum 10cc) prior to removal
- With packings containing airways, first remove airway tube and then irrigate into space previously occupied by the tube

TO REMOVE

- Use forceps to grasp the pack and gently remove

NASAL/SINUS PACKING PRODUCTS

EAR PACKING

REF	Description
19-2000	Short Otitis Externa Wick (9 mm x 15 mm), (1/pkt - 50 pkts/box)
19-2002	Long Otitis Externa Wick (9 mm x 24 mm), (1/pkt - 10 pkts/box)
19-2004	Ear Packing with string (12 mm x 15 mm), (1/pkt - 10 pkts/box)

EPISTAXIS

REF	Description
20-3020	Small Epistaxis Dressing w/string, (5.5 cm x 1.5 cm x 2.5 cm), (1/pkt - 20 pkts/box)
20-3022	Large Epistaxis Dressing w/string, (10 cm x 1.5 cm x 2.5 cm), (1/pkt - 10 pkts/box)

NASAL

REF	Description
20-3000	Small Standard Nasal Dressing w/string (4.5 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pkt - 10 pkts/box)
20-3002	Small Standard Nasal Dressing with airway tube and string (4.5 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pkt - 10 pkts/box)
20-3004	Large Standard Nasal Dressing w/string (8 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pkt - 10 pkts/box)
20-3006	Large Standard Nasal Dressing with airway tube and string (8 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pkt - 10 pkts/box)
20-3010	Thin Anatomical Nasal Dressing w/string (8 cm x 0.75 cm x 3 cm), (1/pkt - 10 pkts/box)
20-3012	Standard Anatomical Nasal Dressing with string (8 cm x 1.5 cm x 3 cm), (1/pkt - 10 pkts/box)
20-3014	Standard Anatomical Nasal Dressing with airway tube and string (8 cm x 1.5 cm x 3 cm), (1/pkt - 10 pkts/box)

SINUS

REF	Description
20-3030	Sinus Dressing B-Type w/string (2.5 cm x 0.9 cm x 2 cm), (2/pkt - 10 pkts/box)
20-3032	Sinus Dressing K-Type w/string (3.5 cm x 0.9 cm x 1.2 cm), (2/pkt - 10 pkts/box)
20-3034	Sinus Dressing T-Type w/string (4.5 cm x 0.9 cm x 2 cm), (2/pkt - 10 pkts/box)
20-3036	Slim Sinus Dressing B-Type w/string (2.5 cm x 0.6 cm x 2 cm), (2/pkt - 10 pkts/box)
20-3038	Slim Sinus Dressing K-Type w/string (3.5 cm x 0.6 cm x 1.2 cm), (2/pkt - 10 pkts/box)
20-3040	Slim Sinus Dressing T-Type w/string (4.5 cm x 0.6 cm x 2 cm), (2/pkt - 10 pkts/box)
20-3042	Sinus Dressing Kit - Assortment of Sinus Dressing, Nasal Dressing/Airway Tube. (1/pkt - 10 pkts/box)

APÓSITOS NASALES O PARA SENOS

INDICACIONES

- Paquetes postoperatorios
- Epistaxis

PRECAUCIÓN:

En raros casos, las condiciones fisicoquímicas asociadas con la cirugía nasal y de seno, tanto con paquetes como sin paquetes nasales y para senos, puede presentar un riesgo de síndrome de shock tóxico (TSS, por sus siglas en inglés). Síntomas de advertencia de TSS incluyen fiebre repentina (generalmente 39°C o más), vómitos, diarrea, mareos, desmayos (o casi desmayos en posición erecta) o una erupción que parece una quemadura de sol. Los paquetes nasales y para senos de Integra Miltex no tienen propiedades antimicrobianas, no son bacteriostáticos para infecciones anteriormente existentes, ni previenen la ocurrencia de nuevas infecciones. En caso de que hubiera una infección, se recomienda que se trate adecuadamente.

- Humedezca siempre antes de la extracción
- No deje el paquete dentro durante más de cuatro días
- Este producto debe ser desechado siguiendo el protocolo estándar para materiales biopeligrosos debido a la exposición potencial a sangre contaminada con patógenos

ANTES DE LA INSERCIÓN

- Recorte el apósito o el tubo de la vía aérea si se requiere
- Aplique ungüento de antibiótico sobre la superficie

PARA INSERTAR

- Agarre el paquete con pinzas o con los dedos
- Hágalo avanzar suavemente posteriormente a lo largo del suelo nasal hasta que todo el paquete se encuentre dentro de la nariz

DESPUÉS DE LA INSERCIÓN

- Haga que el paciente incline la cabeza hacia atrás e irrigue el extremo del paquete con 5-10 cc de solución salina o antibiótica contenida en una jeringa para expandir por completo el paquete
- Para la epistaxis es posible que no se requiera la solución salina

ANTES DE LA EXTRACCIÓN

- Todos los apósitos nasales y para senos DEBEN ser irrigados bien con solución salina o con agua (mínimo 10 cc) antes de la extracción
- Con los paquetes que contengan vías aéreas, primero retire el tubo de la vía aérea y después irrigue el espacio previamente ocupado por el tubo

PARA EXTRAER

- Use pinzas para agarrar el paquete y retirarlo suavemente

PRODUCTOS DE PAQUETES PARA LA NARIZ/SENOS

PAQUETE DE OÍDO

REF	Descripción
19-2000	Mecha externa corta otitis (9 mm x 15 mm), (1/pqt - 50 pqts/caja)
19-2002	Mecha externa larga otitis (9 mm x 24 mm), (1/pqt - 10 pqts/caja)
19-2004	Paquete oído con cordón (12 mm x 15 mm), (1/pqt - 10 pqts/caja)

EPISTAXIS

REF	Descripción
20-3020	Apósito epistaxis pequeño c/cordón, (5.5 cm x 1.5 cm x 2.5 cm), (1/pqt - 20 pqts/caja)
20-3022	Apósito epistaxis grande c/cordón, (10 cm x 1.5 cm x 2.5 cm), (1/pqt - 10 pqts/caja)

NASAL

REF	Descripción
20-3000	Apósito nasal estándar pequeño c/cordón (4.5 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pqt - 10 pqts/caja)
20-3002	Apósito nasal estándar pequeño con tubo vía aérea y cordón (4.5 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pqt - 10 pqts/caja)
20-3004	Apósito nasal estándar grande c/cordón (8 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pqt - 10 pqts/caja)
20-3006	Apósito nasal estándar grande con tubo vía aérea y cordón (8 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pqt - 10 pqts/caja)
20-3010	Apósito nasal anatómico delgado c/cordón (8 cm x 0.75 cm x 3 cm), (1/pqt - 10 pqts/caja)
20-3012	Apósito nasal anatómico estándar c/cordón (8 cm x 1.5 cm x 3 cm), (1/pqt - 10 pqts/caja)
20-3014	Apósito nasal estándar anatómico con tubo vía aérea y cordón (8 cm x 1.5 cm x 3 cm), (1/pqt - 10 pqts/caja)

SENO

REF	Descripción
20-3030	Apósito seno tipo B c/cordón (2.5 cm x 0.9 cm x 2 cm), (2/pqt - 10 pqts/caja)
20-3032	Apósito seno tipo K c/cordón (3.5 cm x 0.9 cm x 1.2 cm), (2/pqt - 10 pqts/caja)
20-3034	Apósito seno tipo T c/cordón (4.5 cm x 0.9 cm x 2 cm), (2/pqt - 10 pqts/caja)
20-3036	Apósito seno delgado tipo B c/cordón (2.5 cm x 0.6 cm x 2 cm), (2/pqt - 10 pqts/caja)
20-3038	Apósito seno delgado tipo K c/cordón (3.5 cm x 0.6 cm x 1.2 cm), (2/pqt - 10 pqts/caja)
20-3040	Apósito seno delgado tipo T c/cordón (4.5 cm x 0.6 cm x 2 cm), (2/pqt - 10 pqts/caja)
20-3042	Juego de apósitos para senos - Surtido de apósitos para senos, Apósito nasal/tubo vía aérea. (1/pqt - 10 pqts/caja)

BANDAGES NASAUX OU SINUSAUX

INDICATIONS

- Pansements post-opérateiros
- Épistaxis

ATTENTION :

Dans de rares cas, les conditions physiochimiques associées à la chirurgie nasale et sinusale, avec et sans pansement nasal ou sinusal, peuvent présenter un risque de choc toxique staphylococcique (TSS). Les signes avant-coureurs de TSS comprennent une fièvre soudaine (généralement 39°C ou plus), des vomissements, une diarrhée, des vertiges, un évanouissement (ou un presque évanouissement en se levant) et/ou une éruption cutanée ayant l'aspect d'un coup de soleil. Les pansements nasaux et sinusaux Integra Miltex ne présentent pas de propriétés antimicrobiennes, ils ne sont pas bactériostatiques par rapport à des infections pré-existantes, et n'empêchent pas l'occurrence de nouvelles infections. En cas d'infections pré-existantes, il est recommandé d'appliquer un traitement approprié.

- Toujours humidifier avant retrait
- Ne pas laisser le pansement posé pendant plus de quatre jours
- Ce produit doit être jeté conformément au protocole en vigueur pour les matières dangereuses pour la santé en raison du risque d'exposition aux pathogènes présents dans le sang

AVANT INSERTION

- Couper le bandage et/ou le tube d'air si nécessaire
- Appliquer une pomade antibiotique sur la surface

POUR INSÉRER

- Saisir le pansement avec une pince ou les doigts
- Avancer doucement le long du plancher nasal jusqu'à ce que le pansement soit complètement dans le nez

APRÈS INSERTION

- Le patient doit pencher la tête en arrière de manière à irriguer le bout du pansement avec 5 à 10cc de solution saline ou antibiotique dans une seringue pour faire pleinement gonfler le pansement
- Pour l'épistaxis - une solution saline peut être requise

AVANT LE RETRAIT

- Tous les pansements nasaux et sinusaux DOIVENT être irrigués avec une solution saline ou de l'eau (minimum 10cc) avant le retrait
- Lorsque des tubes se trouvent dans les pansements, retirer tout d'abord le tube puis irriguer dans l'espace où le tube se trouvait

POUR LE RETRAIT

- Utiliser une pince pour saisir le pansement et le retirer doucement

PANSEMENTS NASAUX/SINUSAUX

PANSEMENT D'OREILLE

REF	Description
19-2000	Mèche courte otite externe (9 mm x 15 mm), (1/pqt - 50 pqts/boîte)
19-2002	Mèche longue otite externe (9 mm x 24 mm), (1/pqt - 10 pqts/boîte)
19-2004	Pansement d'oreille avec fil (12 mm x 15 mm), (1/pqt - 10 pqts/boîte)

ÉPISTAXIS

REF	Description
20-3020	Petit bandage pour épistaxis avec fil, (5.5 cm x 1.5 cm x 2.5 cm), (1/pqt - 20 pqts/boîte)
20-3022	Grand bandage pour épistaxis avec fil, (10 cm x 1.5 cm x 2.5 cm), (1/pqt - 10 pqts/box)













NASAL

REF	Description
20-3000	Petit bandage nasal standard avec fil (4.5 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3002	Petit bandage nasal standard avec tube d'air et fil (4.5 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3004	Grand bandage nasal standard avec fil (8 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3006	Grand bandage nasal standard avec tube d'air et fil (8 cm x 1.5 cm x 2 cm), (1/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3010	Bandage nasal anatomique fin avec fil (8 cm x 0.75 cm x 3 cm), (1/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3012	Bandage nasal anatomique standard avec fil (8 cm x 1.5 cm x 3 cm), (1/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3014	Bandage nasal anatomique standard avec fil avec tube d'air et fil (8 cm x 1.5 cm x 3 cm), (1/pqt - 10 pqts/boîte)

SINUS

REF	Description
20-3030	Bandage sinusal de type B avec fil (2.5 cm x 0.9 cm x 2 cm), (2/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3032	Bandage sinusal de type K avec fil (3.5 cm x 0.9 cm x 1.2 cm), (2/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3034	Bandage sinusal de type T avec fil (4.5 cm x 0.9 cm x 2 cm), (2/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3036	Bandage sinusal fin de type B avec fil (2.5 cm x 0.6 cm x 2 cm), (2/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3038	Bandage sinusal fin de type K avec fil (3.5 cm x 0.6 cm x 1.2 cm), (2/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3040	Bandage sinusal fin de type T avec fil (4.5 cm x 0.6 cm x 2 cm), (2/pqt - 10 pqts/boîte)
20-3042	Kit de bandage sinusal - Assortiment de bandages sinusaux, Bandage nasal/Tube d'air. (1/pqt - 10 pqts/boîte)

SYMBOLS

	Caution
	Consult Instructions for Use
	Manufacturer
	Authorized Representative in the European Community
	Product complies with requirements of directive 93/42/EEC for medical devices
	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a dentist or physician.
	Catalog Number
	Lot Number
	Do Not Reuse
	Quantity
	YYYY-MM
	Sterilized using irradiation


Integra York PA, Inc.
 589 Davies Drive
 York, PA 17402 USA
 toll free phone: 866-854-8300
 phone: 717-840-9335
 fax: 717-840-9347
 www.integrallife.com/integra-miltox

NSPDFU Rev. B 06/13

EC REP

Integra LifeSciences Services (France)
 SAS Immeuble Sequoia 2
 97 allée Alexandre Borodine
 Parc Technologique de la Porte des Alpes
 69800 Saint Priest-France
 Telephone: 33 (0) 4 37 47 59 10
 Fax: 33 (0) 4 37 47 59 29


 0297

NASEN- ODER SINUSTAMPONS

INDIKATIONEN

- Postoperative Wickel
- Epistaxis

ACHTUNG!

In seltenen Fällen kann der physiochemische Zustand in Verbindung mit Nasen- und Sinusoperation, sowohl mit als auch ohne Nasen- und Sinuswickel ein Risiko für toxisches Schocksyndrom (TSS) darstellen. Warnhinweise für TSS sind u.a. plötzliches Fieber (normalerweise 39°C oder höher), Erbrechen, Diarrhö, Schwindel, Ohnmacht (oder beim Aufstehen beinahe einen Ohnmachtsanfall) und/oder ein Ausschlag, der wie ein Sonnenbrand aussieht. Nasen- und Sinuswickel von Integra Miltex weisen keine antimikrobiellen Eigenschaften auf, sie sind gegenüber vorher bestehenden Infektionen nicht bakterioatisch. Im Falle von vorher bestehenden Infektionen empfiehlt es sich, eine entsprechende Behandlung einzuleiten.

- Vor dem Herausnehmen immer befeuchten
- Den Tampon nicht länger als vier Tage drin lassen
- Dieses Produkt muss wegen der potenziellen Aussetzung zu in Blut geführten Pathogenen gemäß dem Standardprotokoll für biologische Gefahrenstoffe entsorgt werden

VOR DEM EINSETZEN

- Bei Bedarf Tampon und/oder Luftröhre zurechtschneiden
- Antibiotische Salbe über der Fläche auftragen

EINSETZEN

- Wickel mit Pinzette oder Fingern greifen
- Vorsichtig posterior entlang dem Nasenboden vorschieben, bis der ganze Tampon in der Nase ist

NACH DEM EINSETZEN

- Den Patienten den Kopf nach hinten kippen lassen und das Tamponende mit 5-10cc Kochsalzlösung oder Antibiotikallösung in einer Spritze berieseln, um den Wickel vollständig zu expandieren
- Für Epistaxis - Kochsalzlösung ist vielleicht nicht notwendig

VOR DEM HERAUSNEHMEN

- Alle Nasen- und Sinustampons MÜSSEN vor dem Herausnehmen entweder mit Kochsalzlösung oder Wasser (mindestens 10cc) berieselt werden
- Bei Tampons, die eine Luftröhre enthalten, zuerst die Luftröhre abnehmen und dann den zuvor von der Luftröhre eingenommenen Raum berieseln

HERAUSNEHMEN

- Eine Pinzette zum Greifen des Tampons verwenden und vorsichtig entfernen

NASEN-/SINUSWICKELPRODUKTE

OHRWICKEL

REF	Beschreibung
19-2000	Docht für Gehörgangsentzündung, kurz (9 mm x 15 mm), (1/Pk. - 50 Pk./Schachtel)
19-2002	Docht für Gehörgangsentzündung, lang (9 mm x 24 mm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
19-2004	Ohrwickel mit Faden (12 mm x 15 mm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)

EPISTAXIS

REF	Beschreibung
20-3020	Kleiner Epistaxistampon mit Faden, (5,5 cm x 1,5 cm x 2,5 cm), (1/Pk. - 20 Pk./Schachtel)
20-3022	Großer Epistaxistampon mit Faden, (10 cm x 1,5 cm x 2,5 cm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)

NASE

REF	Beschreibung
20-3000	Kleiner Standardnasentampon mit Faden (4,5 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3002	Kleiner Standardnasentampon mit Luftröhre und Faden (4,5 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3004	Großer Standardnasentampon mit Faden (8 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3006	Großer Standardnasentampon mit Luftröhre und Faden (8 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3010	Dünnes anatomische Nasentampon mit Faden (8 cm x 0,75 cm x 3 cm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3012	Anatomische Standardnasentampon mit Faden (8 cm x 1,5 cm x 3 cm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3014	Anatomisches Standardnasentampon mit Luftröhre und Faden (8 cm x 1,5 cm x 3 cm), (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)

SINUS

REF	Beschreibung
20-3030	Sinustampon, Typ-B, mit Faden (2,5 cm x 0,9 cm x 2 cm), (2/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3032	Sinustampon, Typ-K, mit Faden (3,5 cm x 0,9 cm x 1,2 cm), (2/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3034	Sinustampon, Typ-T, mit Faden (4,5 cm x 0,9 cm x 2 cm), (2/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3036	Schmales Sinustampon, Typ-B, mit Faden (2,5 cm x 0,6 cm x 2 cm), (2/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3038	Schmales Sinustampon, Typ-K, mit Faden (3,5 cm x 0,6 cm x 1,2 cm), (2/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3040	Schmales Sinustampon, Typ-T, mit Faden (4,5 cm x 0,6 cm x 2 cm), (2/Pk. - 10 Pk./Schachtel)
20-3042	Sinustamponkit - Auswahl an Sinustampons, Nasentampon/Luftröhre. (1/Pk. - 10 Pk./Schachtel)

MEDICAZIONE NASALE O SINUSALE

INDICAZIONI

- Tamponamento post-operatorio
- Epistassi

ATTENZIONE:

In rari casi, le condizioni fisico-chimiche associate con la chirurgia nasale e sinusale, sia con sia senza tamponamento nasale e sinusale, possono presentare un rischio di sindrome da shock tossico (TSS). Segnali di rischio di TSS includono febbre improvvisa (in genere 39°C o oltre), vomito, diarrea, vertigini, svenimento (o quasi-svenimento nell'alzarsi) e/o un'eruzione cutanea che somiglia ad un eritema solare. I tamponi nasali e sinusali Integra Miltex non hanno proprietà antimicrobiche, non sono batteriostatici nei confronti di infezioni pre-esistenti, e non prevencono l'insorgenza di nuove infezioni. Nel caso di infezioni pre-esistenti, si raccomanda di provvedere a curare con un trattamento adeguato.

- Inumidire sempre prima della rimozione
- Non lasciare il tampone in sito per oltre quattro giorni
- A causa del rischio di esposizione a patogeni trasmissibili per via ematica, questo prodotto deve essere smaltito secondo il protocollo standard per i materiali a rischio biologico

PRIMA DELL'INSERIMENTO

- Tagliare la medicazione e/o il tubo per vie aeree, se necessario
- Applicare un unguento antibiotico sulla superficie

PER INSERIRE

- Afferrare il tampone con le pinze o con le dita
- Fare avanzare con cura posteriormente lungo il pavimento nasale finché l'intero tampone non si trova all'interno del naso

DOPO L'INSERIMENTO

- Chiedere al paziente di inclinare il capo all'indietro e irrigare l'estremità del tampone con 5-10 cc di soluzione salina o antibiotica contenuta in una siringa, onde espandere al massimo il tampone
- Per l'epistassi, la soluzione salina potrebbe non essere necessaria

PRIMA DELLA RIMOZIONE

- Tutte le medicazioni nasali e sinusali DEVONO essere irrigate con salina o con acqua (minimo 10 cc) prima della rimozione
- Nel caso di tamponi contenenti vie aeree, rimuovere innanzitutto il tubo, quindi irrigare lo spazio occupato in precedenza dal tubo

PER RIMUOVERE

- Usare delle pinze per afferrare il tampone ed estrarlo delicatamente

PRODOTTI PER IL TAMPONAMENTO NASO-SINUSALE

TAMPONE AURICOLARE

RIF	Descrizione
19-2000	Tampone corto per otite esterna (9 mm x 15 mm), (1/conf. - 50 conf./scatola)
19-2002	Tampone lungo per otite esterna (9 mm x 24 mm), (1/conf. - 10 conf./scatola)
19-2004	Tampone auricolare con filo (12 mm x 15 mm), (1/conf. - 10 conf./scatola)

EPISTASSI

RIF	Descrizione
20-3020	Medicazione epistassi piccola con filo, (5,5 cm x 1,5 cm x 2,5 cm), (1/conf. - 20 conf./scatola)
20-3022	Medicazione epistassi grande con filo, (10 cm x 1,5 cm x 2,5 cm), (1/conf. - 10 conf./scatola)

NASALE

RIF	Descrizione
20-3000	Medicazione nasale standard piccola con filo (4,5 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/conf. - 10 conf./scatola)
20-3002	Medicazione nasale standard piccola con tubo per vie aeree e filo (4,5 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/conf. - 10 conf./scatola)
20-3004	Medicazione nasale standard grande con filo (8 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/conf. - 10 conf./scatola)
20-3006	Medicazione nasale standard grande con tubo per vie aeree e filo (8 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/conf. - 10 conf./scatola)
20-3010	Medicazione anatomica nasale sottile con filo (8 cm x 0,75 cm x 3 cm), (1/conf. - 10 conf./scatola)
20-3012	Medicazione anatomica nasale standard con filo (8 cm x 1,5 cm x 3 cm), (1/conf. - 10 conf./scatola)
20-3014	Medicazione nasale anatomica standard con tubo per vie aeree e filo (8 cm x 1,5 cm x 3 cm), (1/conf. - 10 conf./scatola)

SINUSALE

RIF	Descrizione
20-3030	Medicazione sinusale tipo B con filo (2,5 cm x 0,9 cm x 2 cm), (2/conf. - 10 conf./scatola)
20-3032	Medicazione sinusale tipo K con filo (3,5 cm x 0,9 cm x 1,2 cm), (2/conf. - 10 conf./scatola)
20-3034	Medicazione sinusale tipo T con filo (4,5 cm x 0,9 cm x 2 cm), (2/conf. - 10 conf./scatola)
20-3036	Medicazione sinusale sottile tipo B con filo (2,5 cm x 0,6 cm x 2 cm), (2/conf. - 10 conf./scatola)
20-3038	Medicazione sinusale sottile tipo K con filo (3,5 cm x 0,6 cm x 1,2 cm), (2/conf. - 10 conf./scatola)
20-3040	Medicazione sinusale sottile tipo T con filo (4,5 cm x 0,6 cm x 2 cm), (2/conf. - 10 conf./scatola)
20-3042	Kit medicazione sinusale - Assortimento di medicazioni sinusali Medicazione nasale/Tubo per vie aeree. (1/conf. - 10 conf./scatola)

NEUS- OF SINUSVERBANDEN

INDICATIES

- Postoperatieve afdichtingen
- Neusbloeding

LET OP:

In zeldzame gevallen kunnen de fysiochemische condities die geassocieerd worden met neus- en sinuschirurgie, zowel met als zonder neus- en sinusafdichtingen, een risico opleveren op toxic shocksyndroom (TSS). Waarschuwingstekenen van TSS omvatten plotselinge koorts (vaak 39°C of hoger), overgeven, diarree, duizeligheid, flauwvallen (of bijna flauwvallen bij opstaan), en/of uitslag die eruit ziet als verbranding door de zon. Integra Miltex neus- en sinusafdichtingen vertonen geen antimicrobiële eigenschappen, ze zijn niet bacteriostatisch voor eerder bestaande infecties en zijn geen preventie tegen het voorkomen van nieuwe infecties. In geval van eerder bestaande infecties wordt aanbevolen een geschikte behandeling in te stellen.

- Voor verwijdering altijd bevochtigen
- Afdichting niet langer dan vier dagen laten zitten
- Dit product dient afgevoerd te worden volgens het standaard protocol voor biogevaarlijke materialen door de mogelijke blootstelling aan in het bloed vervoerde pathogenen

VOOR INBRENGING

- Werk, indien vereist, verband en/of luchtwegslang bij
- Pas antibiotische zalf toe op het oppervlak

VOOR INBRENGEN

- Grijp afdichting vast met tang of vingers
- Voorzichtig posterieur voortbewegen langs de bodem van de neus tot de volledige afdichting zich binnen de neus bevindt

NA INBRENGING

- Laat de patiënt het hoofd achterover buigen en irriteer het uiteinde van de afdichting met 5 - 10 cc zoutoplossing of antibiotische oplossing in een injectiespuit om de afdichting volledig uit te laten zetten
- Voor neusbloeding - het kan zijn dat er geen zoutoplossing nodig is

VOOR VERWIJDERING

- Alle neus- en sinusverbanden MOETEN voor verwijdering geïrrigeerd worden met ofwel zoutoplossing of water (minimaal 10 cc)
- Bij afdichtingen die mechanische luchtwegen bevatten, dient de luchtwegslang eerst verwijderd te worden, waarna in de ruimte waarin de slang zich bevond, geïrrigeerd wordt

VOOR VERWIJDERING

- Gebruik een tang om de afdichting vast te houden en deze voorzichtig te verwijderen

PRODUCTEN VOOR NEUS-/SINUSPAKKINGEN

OORAFDICHTING

REF	Beschrijving
19-2000	Korte pit Otitis Externa (9 mm x 15 mm), (1/verp - 50 verp/doos)
19-2002	Lange pit Otitis Externa (9 mm x 24 mm), (1/verp - 10 verp/doos)
19-2004	Ooraafdichting met draad (12 mm x 15 mm), (1/verp - 10 verp/doos)

NEUSBLOEDING

REF	Beschrijving
20-3020	Klein neusbloedingverband met draad, (5,5 cm x 1,5 cm x 2,5 cm), (1/verp - 20 verp/doos)
20-3022	Groot neusbloedingverband met draad, (10 cm x 1,5 cm x 2,5 cm), (1/verp - 10 verp/doos)

NEUS-

REF	Beschrijving
20-3000	Klein standaard neusverband met draad (4,5 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/verp - 10 verp/doos)
20-3002	Klein standaard neusverband met luchtwegslang en draad (4,5 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/verp - 10 verp/doos)
20-3004	Groot standaard neusverband met draad (8 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/verp - 10 verp/doos)
20-3006	Groot standaard neusverband met luchtwegslang en draad (8 cm x 1,5 cm x 2 cm), (1/verp - 10 verp/doos)
20-3010	Dun anatomisch neusverband met draad (8 cm x 0,75 cm x 3 cm), (1/verp - 10 verp/doos)
20-3012	Standaard anatomisch neusverband met draad (8 cm x 1,5 cm x 3 cm), (1/verp - 10 verp/doos)
20-3014	Standaard anatomisch neusverband met luchtwegslang en draad (8 cm x 1,5 cm x 3 cm), (1/verp - 10 verp/doos)

SINUS

REF	Beschrijving
20-3030	Sinusverband type B met draad (2,5 cm x 0,9 cm x 2 cm), (2/verp - 10 verp/doos)
20-3032	Sinusverband type K met draad (3,5 cm x 0,9 cm x 1,2 cm), (2/verp - 10 verp/doos)
20-3034	Sinusverband type T met draad (4,5 cm x 0,9 cm x 2 cm), (2/verp - 10 verp/doos)
20-3036	Klein sinusverband type B met draad (2,5 cm x 0,6 cm x 2 cm), (2/verp - 10 verp/doos)
20-3038	Klein sinusverband type K met draad (3,5 cm x 0,6 cm x 1,2 cm), (2/verp - 10 verp/doos)
20-3040	Klein sinusverband type T met draad (4,5 cm x 0,6 cm x 2 cm), (2/verp - 10 verp/doos)
20-3042	Sinusverbandkit - assortiment sinusverbanden, neusverbanden/luchtwegslangen. (1/verp - 10 verp/doos)